




VET SP SK-500I

Pousse seringue

Pour perfuser
de manière SÛRE et PRÉCISE



VET SP SK-500I

Pousse seringue



Utilisation :

- Lors d'anesthésie
- En analgésie
- En oncologie



Débit et performance :

- Compatible avec seringues standards de 10, 20 et 50 ml
- Limite de volume : 0,1 - 999,9 ml
- Débit
 - ▶ seringue de 10 ml : 0,1 - 100 ml / h
 - ▶ seringue de 20 ml : 0,1 - 200 ml / h
 - ▶ seringue de 50 ml : 0,1 - 500 ml / h
- Précision : +/- 3%
- Fonction bolus :
 - ▶ seringue de 10 ml : 100 ml / h
 - ▶ seringue de 20 ml : 200 ml / h
 - ▶ seringue de 50 ml : 500 ml / h
- Fonction garde-veine par micro-perfusion (KVO = Keep Vein Open)
- Cicatrisations difficiles




Ecran :

- Débit
- Volume accumulé
- Volume sélectionné
- Taille de seringue
- Etat de charge
- Alimentation secteur
- Capacité et charge batterie



Alarme :

- Volume sonore réglable
- Perfusion terminée, en-cours, bloquée, anormale
- Occlusion
- Dysfonctionnement
- Batterie déchargée
- Batterie faible
- Pousse-seringue débranché



Dimensions :	310 x 125 x 115 mm
Poids :	1,8 Kg
Débit :	1 - 500 ml / h
Limite :	1 - 9999 ml
Précision :	+/- 3%
Batterie :	Li-Ion rechargeable 7,4 V, 1000 mAh
Autonomie :	max. 4 heures
Alimentation :	100-240 V, 50/60 Hz