


KIRURGILISED NÕELAD

Serag- Wiessner kirurgilised nõelad on valmistatud tipp-kvaliteediga roostevabast terasest, millel on väga head vastupidavus- ja kvaliteediomadused.



RESORBEERUVAD ÕMBLUSMATERJALID:

SERAFIT® Põimitud kattega materjal, mis on äärmiselt elastne ja väga heade sõlme pidavate omadustega. Tagab turvalise õmblustugevuse ja haava fikseerimise kogu sulamisperioodiks. Sobindub ideaalselt kudedesse.

USP **1** EP 4

HRX-36



90 cm
36x

SERAFIT®



PGA

REF **60404448**

LOT

XXXXX



XXXX-XX

STERILE EO

CE XXXX



**SERAG
WIESSNER**

95119 Naila / Germany

Materjal	Polyglycolic acid (polüglükoolhape)
	Violet, multifilament (braided,coated) põimitud
	Undyed, multifilament (braided,coated) põimitud
Suurus	USP (violet 8/0 to 5) (undyed: 6/0 to 2) *kõiki suurusi on võimalik tellida.
Sulamisprofiil	(50% tõmbetugevusest kaotab 15-20 päeva möödudes) (0% täielik sulamine 60–90 päeva möödudes)

SERAFAST® Monofilamentne kiiresti sulanduv õmblusmaterjal. Sobib kiiresti paranevatele kudedele, omab head sõlmepidavust ja sulandub ideaalselt kudedesse.

USP **4/0** EP 1,5

DS-18



45 cm
24x



SERAFAST®



PGACL

REF **40151314**

LOT XXXXX XXXX-XX

STERILE EO CE XXXX ! 2

 **SERAG**
WIESSNER

95119 Naila / Germany

Materjal	Polyglycolic acid caprolactone
	Violet, monofilament,
Suurus	USP 5/0 to 2/0 *kõiki suurusi on võimalik tellida.
Sulamisprofiil	(50% tõmbetugevusest kaotab 8-12 päeva möödudes) (0% täielik sulamine 90-120 päeva möödudes)

SERASYNTH®

Monofilamentne aeglase sulamisperioodiga õmblusmaterjal. Sobib õmblusteks, kus on vaja tagada pikk materjali tõmbetugevuse säilimine. Omab head sõlmepidavust ja sulandub ideaalselt kudedesse.



Materjal	Polydioxanone
	Violet, monofilament,
Suurus	USP 7/0 to 2 *kõiki suurusi on võimalik tellida.
Sulamisprofiil	(50% tõmbetugevusest kaotab 28-42 päeva möödudes) (0% täielik sulamine 180-210 päeva möödudes)

SERAVET® PGA

SERAVET on sünteetiline alternatiiv CATGUT´ile. Multifilamentne sulav violetne materjal PGA. Tõmbetugevus u. 20-30% Catgut´ist kõrgem , stabiilsema kvaliteediga.

Materjal	Polyglycolic acid
	Violet, monofilament,
Ühik	Kassetid kuni 100 m.
Suurus	USP 4/0-6 *kõiki suurusi on võimalik tellida.
Sulamisprofiil	(50% tõmbetugevusest kaotab 15-20 päeva möödudes) (0% täielik sulamine 60-90 päeva möödudes)

MITTERESORBEERUVAD ÕMBLUSMATERJALID:

SERALON®

Monofilamentne mittesulav õmblusmaterjal. On pehme, painduv ja hästi sõlmepidav materjal.



Materjal	Polyamid
	Monofilament, Chromic
	Blue (SERALON®)
Suurus	USP 7/0 to 3+4
Sulamisprofiil	Mittesulav

SUPRAMID®

Mittesulav multifilamentne õmblusmaterjal, mis on kaetud keeratud polüamiidkiu kattega. Supramid on suure tõmbetugevuse ja väga hästi sõlmepidav.

USP **4/0** EP 1,5

HRT-17



 **50 cm**
24x

SUPRAMID



REF **T0151756**

 XXXXX  XXXX-XX

  XXXX  

 **SERAG
WIESSNER**

95119 Naila / Germany

Materjal	Polyamid
	Multifilament, (twisted, coated)
	Black (must)
Suurus	USP 6/0 to 6
Sulamisprofiil	Mittesulav

TERYLENE®

Mittesulav multifilamentne õmblusmaterjal, mis on kasutuses olnud pikki aastaid ja tuntud eelkõige oma hea tõmbetugevuse poolest.

USP **1** EP 4

DS-25



 **75 cm**
24x

TERYLENE



REF **00403415**

 XXXXX  XXXX-XX

  XXXX  

 **SERAG
WIESSNER**

95119 Naila / Germany

Materjal	Polyester
	Multifilament, (braided), coated
	Green (roheline)
Suurus	USP 7/0 to 5
Sulamisprofiil	Mittesulav

SERAFLEX®

Multifilamentne naturaalne mittesulav õmblusmaterjal.Siid on kirurgilise õmblusmaterjalina tuntud juba väga ammustest aegadest ja kasutatakse edukalt ka tänapäeval.

USP **5/0** EP 1
DS-15

 **50 cm**
24x



Materjal	Polyester
	Multifilament, (braided), coated
	Green (roheline)
Suurus	USP 7/0 to 5
Sulamisprofiil	Mittesulav

KÕIKIDELE HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS 20%.
TELLIMISEL PALUME KASUTADA KOODE.

Optimer AS
Pärnu mnt.463
10916 TALLINN
6081181,6081182